

	<b>FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS</b>	Código: FO-200
		Versión: 03
		Fecha de Vigencia: 13/11/2014
<b>GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD</b>		
<b>BÁSCULA PEDIÁTRICA</b>		
<b>INFORMACIÓN BASICA DEL EQUIPO</b>		
Código	EB0390	
Nombre	BÁSCULA PEDIÁTRICA	
Serie	E32408-0315	
Marca	DETECTO	
Modelo	451	
Ubicación	PASILLO	
Sede	AV. ORIENTAL	
Fuente de alimentación	N.A.	
Clasificación del Riesgo	I	
<b>MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DEL EQUIPO</b>		
Requiere Mantenimiento Preventivo	SI	
Frecuencia del mantenimiento preventivo	ANUAL	
Requiere Calibración	SI	
Frecuencia de la calibración	ANUAL	
Recomendaciones del fabricante sobre el mantenimiento y calibración	Se recomienda limpieza periodicamente inspecciones visuales y pruebas de funcionamiento	
<b>DOCUMENTACIÓN DE APOYO TÉCNICO</b>		
Manual	SI	
Lista de Partes	N.A.	
Guia Rapida	SI	
Protocolo Mantenimientos	SI	
Registro Sanitario INVIMA	NO	
Factura	NO	
<b>DATOS COMERCIALES Y PROVEEDOR</b>		
Proveedor	SIN DATOS	
Contacto Directo	Jacob Henriquez	
Teléfono	3003520134	
Correo Electrónico	jacob.henriquez@coopsana.com.co	
Forma de Adquisición	COMPRA	
Valor del Equipo	S.I.	
Fecha de Entrada	S.I.	
Duración de la Garantía	S.I.	
Fecha Vencimiento Garantía	S.I.	
Usado para	Equipo fijo utilizado para determinar el peso corporal de pacientes pediátricos.	
<b>RIESGOS Y/O PRECAUCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO</b>		
<p>Si detecta algun falla no utilice el equipo, reportelo al area de soporte biomedico o personal calificado.</p>		
<p><b>NOTA:</b> PARA CONOCIMIENTO DE LA FRECUENCIA CON LA QUE ÉSTE EQUIPO RECIBE MANTENIMIENTO DE TIPO PREVENTIVO, REMITASE A LA PROGRAMACIÓN ANUAL</p>		